



# Digital Weight Scale

## USER MANUAL



**Model: BG2403-B**

# Contents

---

|           |       |
|-----------|-------|
| • ENGLISH | 01-03 |
|-----------|-------|

---

|           |       |
|-----------|-------|
| • DEUTSCH | 04-06 |
|-----------|-------|

---

|            |       |
|------------|-------|
| • FRANÇAIS | 07-09 |
|------------|-------|

---

|            |       |
|------------|-------|
| • ITALIANO | 10-12 |
|------------|-------|

---

|           |       |
|-----------|-------|
| • ESPAÑOL | 13-15 |
|-----------|-------|


Thank you for purchasing the RunStar Digital Weight Scale.  
To ensure safe and proper use of this product, please read all instructions and safety guidelines in this manual carefully.  
Keep this manual for future reference.

## Specifications


1. Product Name: Digital Weight Scale
2. Model: BG2403-B
3. Weight Capacity: 400lb / 180kg
4. Increments: 0.1lb / 50g
5. Weight Units: lb / kg
6. Display: LED
7. Battery: 3×1.5V AAA Batteries (inserted)
8. Dimensions: 280×280×20 mm
9. Platform: Tempered Glass
10. Auto-off: 10 Seconds

## Instructions for use

1. Remove the plastic strip from the battery compartment before first use.



2. Place the scale on a hard, flat and level floor.  
Avoid using the scale on carpets or soft surfaces.




3. Step on the scale and then step off to activate the device.  
Wait for the screen to display "0.0".
4. Step on the scale and stand still until the display flashes, showing the final measurement.
5. The scale will automatically power off after 10 seconds of inactivity.
6. To switch units (kg-lb): Press the "UNIT" button on the back of the scale display.

## Notice

1. For consistent results, it is recommended to take measurements at the same time each day.
2. Replace the batteries when the low battery sign “LO” appears on the LED display.



3. If “Err” appears on the display, it indicates the scale has been overloaded.



## Caution

1. Remove your shoes before stepping on the scale to avoid scratching or damaging the tempered glass platform.
2. Ensure that both the scale platform and your feet are dry before use. The glass platform is slippery when wet.
3. Do not jump or stomp on the scale.
4. Clean the scale with a soft, dry cloth or a slightly damp cloth if needed. Avoid using chemical or abrasive cleaners, as they may damage the surface.
5. Keep the scale away from water and heat sources to prevent damage.
6. The scale is intended for home use only.

## Package Contents

- 1 × RunStar Digital Weight Scale
- 3 × 1.5V AAA Batteries
- 1 × User Manual

### ***FCC Statement***

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**FCC Statement NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Vielen Dank für den Kauf der RunStar Digitalwaage.  
Um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch.  
Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Referenz auf.

## Produktspezifikation

1. Produktname: Digitalwaage
2. Modell: BG2403-B
3. Maximalgewicht: 180 kg / 400 lb
4. Messgenauigkeit: 50 g / 0,1 lb
5. Gewichtseinheiten: kg / lb
6. Display: LED-Anzeige
7. Batterien: 3 × 1,5-V-AAA-Batterien (inklusive)
8. Abmessungen: 280 × 280 × 20 mm
9. Wägefläche: Sicherheitsglas
10. Automatische Abschaltung: Nach 10 Sekunden

## Bedienungsanleitung:

1. Entfernen Sie vor der ersten Benutzung die Kunststoffisolierfolie aus dem Batteriefach.
2. Stellen Sie die Waage auf einen harten, ebenen und stabilen Untergrund.  
Die Nutzung auf Teppichen oder weichen Oberflächen sollte vermieden werden.
3. Stellen Sie sich kurz auf die Waage und gehen Sie herunter zur Aktivierung. Warten Sie, bis das Display „0,0“ anzeigt.
4. Stellen Sie sich erneut auf die Waage und verharren Sie ruhig, bis die Anzeige blinkt und das Messergebnis anzeigt.
5. Die Waage schaltet sich nach 10 Sekunden Inaktivität automatisch ab.
6. So wechseln Sie die Einheiten (kg-lb): Drücken Sie die Taste „UNIT“ auf der Rückseite des Waagendisplays.



## Hinweis

1. Für vergleichbare Ergebnisse empfehlen wir, die Messungen täglich zur gleichen Uhrzeit durchzuführen.
2. Ersetzen Sie die Batterien, wenn das Batterie-Warnzeichen „LO“ auf dem LED-Display erscheint.



3. Bei Anzeige von „Err“ wurde die Waage überlastet.



## Achtung

1. Ziehen Sie Schuhe aus, bevor Sie die Waage benutzen, um Kratzer oder Schäden auf der Sicherheitsglasplattform zu vermeiden.
2. Sowohl die Waage als auch Ihre Füße sollten trocken sein – Die Glasfläche kann bei Nässe rutschig werden.
3. Springen oder stampfen Sie nicht auf der Waage, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. Reinigen Sie die Waage mit einem weichen, trockenen Tuch oder leicht feuchten Lappen. Verwenden Sie keine chemische Reinigungsmittel oder Scheuermittel – sie können die Oberfläche beschädigen.
5. Halten Sie die Waage von Wasser und Hitzequellen fern, um Defekte zu vermeiden.
6. Die Waage ist nur für den privaten Haushaltsgebrauch bestimmt.

## Lieferumfang

- 1 × RunStar Digitalwaage
- 3 × 1,5-V-AAA-Batterien
- 1 × Bedienungsanleitung

### FCC-Konformitätserklärung

Der Betrieb dieses Geräts unterliegt folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle auftretenden Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnumgebungen gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann hochfrequente elektromagnetische Energie abstrahlen.

Bei nicht sachgemäßer Installation und Verwendung kann es zu Störungen von Funkverbindungen kommen. Es wird jedoch keine Garantie übernommen, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten werden. Falls Störungen des Radio-/TV-Empfangs auftreten (prüfbar durch Ein-/Ausschalten des Geräts), sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine andere Steckdose als der Empfänger.
- Beratung durch den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

**Hergestellt in China**


Merci d'avoir acheté la balance numérique RunStar. Pour garantir une utilisation sûre et appropriée de ce produit, veuillez lire attentivement toutes les instructions et les consignes de sécurité dans ce manuel. Conservez ce manuel pour référence future.

## Spécifications

1. Nom du produit: Balance numérique
2. Modèle: BG2403-B
3. Capacité en poids: 400lb/180kg
4. Incréments: 0,1lb/50g
5. Unités de poids: lb/kg
6. Affichage: LED
7. Batterie: 3x batteries AAA de 1,5V (insérées)
8. Dimensions: 280×280×20mm
9. Plateforme: Verre trempé
10. Arrêt automatique: 10 secondes

## Instructions d'utilisation

1. Retirez la bande plastique du compartiment des batteries avant la première utilisation.
2. Placez la balance sur un sol dur, plat et de niveau. Évitez d'utiliser la balance sur des tapis ou des surfaces molles.



3. Montez sur la balance puis descendez pour activer l'appareil. Attendez que l'écran affiche «0,0».
4. Montez sur la balance et restez immobile jusqu'à ce que l'affichage sur l'écran clignote pour indiquer le poids final.
5. La balance s'éteindra automatiquement après 10 secondes d'inactivité.
6. Pour changer d'unités (kg-lb) : appuyez sur le bouton « UNIT » à l'arrière de l'écran de la balance.



## Notice

1. Pour avoir des résultats cohérents, il est recommandé de prendre le poids à la même heure chaque jour.
2. Remplacez les batteries lorsque l'indicateur de batterie faible «LO» apparaît sur l'écran LED.



3. Si «Err» apparaît sur l'écran, ceci signifie que la balance est surchargée.



## Attention

1. Enlevez vos chaussures avant de monter sur la balance pour éviter de rayer ou d'endommager la plateforme en verre trempé.
2. Assurez-vous que la plateforme de la balance et vos pieds sont secs avant utilisation. La plateforme en verre est glissante lorsqu'elle est mouillée.
3. Ne sautez pas sur et ne piétinez pas la balance.
4. Nettoyez la balance avec un chiffon doux et sec ou un chiffon légèrement humide si nécessaire. Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou abrasifs car ceux-ci peuvent endommager la surface.
5. Gardez la balance loin de l'eau et des sources de chaleur pour éviter tout dommage.
6. La balance est destinée à un usage domestique uniquement.

## Contenu du colis

- 1 x Balance numérique RunStar
- 3 x Batteries AAA de 1,5V
- 1 x Mode d'emploi

### **Déclaration de la FCC**

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence réceptionnée, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

**Déclaration de la FCC REMARQUE :** Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- \* Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- \* Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- \* Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit électrique différent de celle auquel le récepteur est connecté.
- \* Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.


**Fabriqu  en Chine**

Grazie per aver acquistato la Bilancia Digitale RunStar. Per garantire un utilizzo sicuro e corretto di questo prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza contenute in questo manuale. Conservare il manuale per riferimenti futuri.

## Specifiche


1. Nome del prodotto: Bilancia digitale
2. Modello: BG2403-B
3. Capacità di peso: 180kg/400lb
4. Incrementi: 50g/0,1lb
5. Unità di misura: kg/lb
6. Display: LED
7. Batteria: 3 batterie AAA da 1,5V (incluse)
8. Dimensioni: 280×280×20mm
9. Piattaforma: Vetro temperato
10. Spegnimento automatico: 10 secondi

## Istruzioni per l'uso

1. Rimuovi la striscia di plastica dallo scomparto della batteria prima del primo utilizzo.
2. Posiziona la bilancia su un pavimento duro, piano e livellato. Evita di utilizzare la bilancia su tappeti o superfici morbide.
3. Sali sulla bilancia e poi scendi per attivare il dispositivo. Attendi che sullo schermo venga visualizzato "0.0".
4. Sali sulla bilancia e rimani fermo finché il display non lampeggia, mostrando la misurazione finale.
5. La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi di inattività.
6. Per cambiare unità di misura (kg-lb): premere il pulsante "UNIT" sul retro del display della bilancia.

## Avviso

1. Per ottenere risultati costanti, si consiglia di effettuare le misurazioni sempre alla stessa ora ogni giorno.
2. Sostituisci le batterie quando sul display LED compare il simbolo di batteria scarica "LO".



3. Se sul display compare la scritta "Err", vuol dire che la bilancia è sovraccarica.



## Avvertenze

1. Togliti le scarpe prima di salire sulla bilancia per evitare di graffiare o danneggiare la piattaforma in vetro temperato.
2. Prima dell'uso, assicurati che la piattaforma della bilancia e i piedi siano asciutti. La piattaforma in vetro è scivolosa quando è bagnata.
3. Non saltare o calpestare la bilancia.
4. Pulisci la bilancia con un panno morbido e asciutto o leggermente umido, se necessario. Evita l'uso di detergenti chimici o abrasivi, poiché potrebbero danneggiare la superficie.
5. Per evitare danni, tieni la bilancia lontana da acqua e fonti di calore.
6. La bilancia è destinata esclusivamente all'uso domestico.

## Contenuto della confezione

- 1x Bilancia digitale RunStar
- 3x Batterie AAA da 1,5V
- 1x Manuale d'Uso

### **Dichiarazione FCC**

L'utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze nocive.
2. Il dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare alterazioni del funzionamento.

**NOTA per la Dichiarazione FCC:** Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono intesi a fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, ciò può essere determinato spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura. Si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.

**Prodotto in Cina**

Gracias por comprar la báscula digital RunStar.

Para garantizar un uso seguro y adecuado de este producto, lea atentamente todas las instrucciones y normas de seguridad de este manual.


Conserve este manual para futuras consultas.

## Especificaciones

1. Nombre del producto: Báscula Digital
2. Modelo: BG2403-B
3. Capacidad de peso: 180kg
4. Incrementos: 50g
5. Unidades de peso: kg
6. Pantalla: LED
7. Pilas: 3 pilas AAA de 1,5V (incluidas)
8. Dimensiones: 280×280×20mm
9. Plataforma: Vidrio templado
10. Apagado automático: 10 segundos

## Instrucciones de uso

1. Retire la tira de plástico del compartimento de las pilas antes del primer uso.



2. Coloque la báscula sobre una superficie dura, plana y nivelada. Evite usarla sobre alfombras o superficies blandas.



3. Súbase a la báscula y luego bájese para activar el dispositivo. Espere a que la pantalla muestre "0.0".
4. Súbase a la báscula y permanezca quieto hasta que la pantalla parpadee, mostrando la medición final.
5. La báscula se apagará automáticamente después de 10 segundos de inactividad.
6. Para cambiar de unidades (kg-lb): Presione el botón "UNIDAD" en la parte posterior de la pantalla de la báscula.

## Aviso

1. Para obtener resultados consistentes, se recomienda tomar las mediciones a la misma hora todos los días.
2. Cambie las pilas cuando aparezca el indicador de batería baja “LO” en la pantalla LED.



3. Si aparece “Err” en la pantalla, significa que la báscula está sobrecargada.



## Precaución

1. Quítese los zapatos antes de subirse a la báscula para evitar rayar o dañar la plataforma de vidrio templado.
2. Asegúrese de que tanto la plataforma como sus pies estén secos antes de usarla. La plataforma de vidrio es resbaladiza cuando está mojada.
3. No salte ni pise la báscula.
4. Limpie la báscula con un paño suave y seco o ligeramente húmedo si es necesario. Evite usar limpiadores químicos o abrasivos, ya que pueden dañar la superficie.
5. Mantenga la báscula alejada del agua y de fuentes de calor para evitar daños.
6. La báscula está diseñada solo para uso doméstico.

## Contenido del paquete

- 1× Báscula digital RunStar
- 3× Pilas AAA de 1,5V
- 1× Manual de usuario

### ***Declaración de la FCC***

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

#### **Declaración de la FCC**

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al del receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

**Hecho en China**